


Программируемая открытая система

Иммуноферментный анализатор



Stat Fax, более 25 лет на службе лабораторий по всему миру

info@awaretech.eu

Stat Fax 4700 идеально подходит для считывания ИФА стрипов в лабораториях и учреждениях, где проводится небольшое количество ИФА исследований. Исследования программируются с помощью сенсорного экрана в пределах 340–630 нм. Надежный прибор, откалиброванный на заводе и не требующий дополнительного обслуживания.

Характеристики Stat Fax 4700

- ◆ Экономичная открытая система и компактный дизайн
- ◆ Загрузка до трех стрипов
- ◆ Автоматическое позиционирование каждого стрипа для считывания
- ◆ Несколько способов вычисления
- ◆ Сенсорный экран и встроенный принтер
- ◆ Надежная конструкция
- ◆ Не требует дополнительного обслуживания
- ◆ Сохранение до 120 программируемых тестов
- ◆ Результаты исследований через 30 секунд при исследовании 12-луночного стрипа
- ◆ Доступны различные конфигурации фильтров

Применение Stat Fax 4700

- ◆ Охрана окружающей среды: почва, вода, заболевания растений
- ◆ Фитосанитарный контроль
- ◆ Определение содержания природных токсинов, микотоксинов и пестицидов
- ◆ Ферменты и нуклеотиды
- ◆ Контроль качества сельскохозяйственной и пищевой продукции, кормов для животных, сырья для их производства
- ◆ Аллергены и воспалительные агенты
- ◆ Тест на остатки антибиотиков
- ◆ Контроль качества и порчи вина
- ◆ Ветеринарная практика
- ◆ Научно-экспериментальные лаборатории
- ◆ Криминалистические лаборатории

