


Одноэтапный тест на сифилис (Syphilis)


Одноэтапный анализ цельной крови/сыворотки/плазмы на сифилис Wondfo - это экспресс-тест для визуального выявления антител к бледной трепонеме (TP), помогающий в диагностике сифилисной инфекции.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

Кассета



Тест-полоска




ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор Wondfo	Положительный	Отрицательный	Суммарный
Положительный	53	1	54
Отрицательный	0	50	50
Суммарный	53	51	104

Чувствительность теста Wondfo One Step на сифилис из цельной крови/сыворотки/плазмы: 100%
 Специфичность одноэтапного анализа цельной крови/сыворотки/плазмы на сифилис Wondfo: 98%

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ:

Артикул	Формат	Описание
W34-S4P/W034P0070	Полоска	Одноэтапный анализ цельной крови/сыворотки/плазмы на сифилис



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

100%

СПЕЦИФИЧНОСТЬ

98%

ФОРМАТ

Кассета/Лента

СРОКИ ХРАНЕНИЯ

24 месяца

ОБРАЗЕЦ

Цельная кровь/Сыворотка/Плазма

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

4°C~30°C