

# Экспресс-тест на гепатит С (HCV)

Одноэтапный анализ цельной крови/сыворотки/плазмы на вирус гепатита С HCV Wondfo - это быстрый иммунохроматографический тест для визуального выявления антител к гепатиту С в образцах цельной крови/сыворотки/плазмы при диагностике инфекции, вызванной вирусом гепатита С.

Вирус гепатита С - это РНК-вирус, существует шесть основных генотипов (подтипов) HCV: 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 и 6. 1a и 1b - наиболее распространенные генотипы, и заболевания, которые они вызывают, наиболее трудно поддаются лечению.



## ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

20 минут

## ОБРАЗЕЦ

Цельная кровь/Сыворотка/Плазма

## ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

4°C ~ 30°C

## ФОРМАТ

Лента / Кассета

## СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

## ПРИМЕНЕНИЕ

Инфекционное отделение / Отделение гастроэнтерологии / Банк крови / Скрининг крови / Клиническое Обследование / Тест на оказание первой помощи / Быстрый осмотр доноров крови / и т.д.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


Эффективность одноэтапного анализа цельной крови/сыворотки/плазмы на вирус гепатита С Wondfo была сравнена с коммерческим набором.

Одноразовый вирус гепатита С Wondfo	Коммерческий набор		
	Анализ цельной крови/сыворотки/плазмы	Положительный	Отрицательный
<b>Положительные образцы (N=430)</b>	407	23	430
<b>Отрицательные образцы (N=916)</b>	14	902	916
<b>Суммарные</b>	421	925	1346

Чувствительность одноэтапного анализа цельной крови/сыворотки/плазмы на вирус гепатита С Wondfo: 96,67%

Специфичность одноэтапного анализа цельной крови/сыворотки/плазмы на вирус гепатита С Wondfo: 97,51%

Общее согласие Wondfo с одноэтапным анализом цельной крови/сыворотки/плазмы на вирус гепатита С: 97,25%



## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

Наименование	Формат	Кол-во в упаковке	Артикул
Анализ крови/ Сыворотки/ Плазмы	Полоска	50 тестов /упаковка	W005-S